



Productinformatie

Orthopedische schoenen

Met de grootste zorg,
passie en vakmanschap

Van Gils Footcare gaat orthopedische schoenen voor u maken. Deze worden volledig op maat gemaakt. Wij kunnen ons voorstellen dat u even aan deze nieuwe situatie moet wennen. Maar bij ons bent u in goede handen. Naast de beste oplossing, gaan wij er ook voor zorgen dat u schoenen krijgt die u mooi vindt en graag draagt.

Op weg naar uw nieuwe orthopedische schoenen (OSA)



De eerste afspraak


U heeft een medische indicatie ontvangen van uw behandelend arts voor een lage, hoge of extra hoge orthopedische schoen. We voeren anamnese en functieonderzoek uit en maken een blauwdruk en foto van de voeten. Hierna maken we een onbelaste gipsafdruk van de voet en de enkel, waarbij uw orthopedisch schoenmaker uw voet in de juiste stand zet. Zo ontstaat de perfecte afdruk.



De tweede afspraak

Tijdens deze afspraak past u de passchoen. De doorzichtige plastic passchoen is geheel op maat van uw leesten gemaakt. We kijken of de schoen goed past en de juiste steun geeft. Waar nodig worden nog aanpassingen gedaan. Het kan zijn dat uw orthopedisch schoenmaker hierna nog een extra pasafpraak met u maakt. Tevens kiest u tijdens deze afspraak de kleur en het model van de definitieve schoen. U kunt hiervoor ons modellenboek inzien op onze website www.vangilsfootcare.nl/orthopedische-schoenen. Daarnaast kunt u ook plaatjes of foto's meenemen, zodat we de schoen naar uw wens kunnen ontwerpen.

Bekijk
onze collectie



De derde afspraak

Na 6-8 weken zijn de definitieve schoenen klaar. We controleren de pasvorm en functionaliteit van de schoenen uitvoerig en horen graag wat uw eerste indruk is. Het zal waarschijnlijk even wennen zijn.

En daarna: zie achterzijde

Inlopen van uw nieuwe schoenen

Om u te laten wennen aan het materiaal, de stand van de schoen en het voetbed en om tevens drukplekken te voorkomen is het van belang dat u het dragen van uw schoenen de eerste weken rustig opbouwt. U begint de eerste dag met een uur en bouwt per dag met een uur op. Na twee weken draagt u de schoenen de hele dag.

Maak bij het aan- en uittrekken van de schoenen de sluiting volledig los. Gebruik bij het aantrekken van de schoenen een schoenlepel om vervorming te voorkomen. Let erop dat u bij het aantrekken van de schoenen de sluiting weer stevig vastmaakt, om zo optimale steun en correctie te ervaren.

Wat we u verder nog graag vertellen

Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar schoenen. Schoenen nemen transpiratievocht op en moeten daarom af en toe 'luchten'. U komt 3 maanden na aanschaf van het allereerste paar schoenen in aanmerking voor een wisselpaar. Dit kan een schoen in een ander model en/of andere kleur zijn. U kunt dan regelmatig van schoenen wisselen waardoor u langer plezier heeft van uw schoenen. Wij adviseren om elke dag te wisselen van schoenen. Afhankelijk van uw zorgverzekering mag u na 15 - 18 maanden het eerste paar vervangen, zo heeft u altijd 2 paar adequate schoenen.

Onderhoud en reparatie

Regelmatig poetsen (minimaal 1 keer per 2 weken) houdt het leer van uw schoenen mooi en soepel. Voor het poetsen van glad leer gebruikt u een schoencrème. Suède en nubuck kunt u borstelen met een suèdeborstel of nubuckblokje. Daarna spuit u de schoenen in met een beschermende spray.

Zet uw schoenen nooit bij of op de verwarming, maar laat ze drogen bij kamertemperatuur. Heeft u last van transpirerende voeten? Was dan elke dag uw voeten en trek schone katoenen of wollen kousen/sokken aan. Laat de hakken en/of zolen van uw orthopedische schoenen op tijd vervangen. Doorlopen op versleten hakken of zolen kan onherstelbare schade aan de schoenen aanrichten.

Vergoeding

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dat betekent dat hiervoor uw eigen risico wordt gebruikt. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Voor het jaar 2026 is dit door de overheid vastgesteld op €135,00 (tot 16 jaar €67,50). U betaalt deze eigen bijdrage per paar schoenen. Het overige deel betaalt uw zorgverzekering. Van Gils Footcare regelt uw declaratie bij uw zorgverzekering.



Ervaart u tijdens het dragen van uw schoenen problemen, zoals drukplekken, meldt u zich dan zo snel mogelijk bij ons.

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Huisbezoek mogelijk in overleg. Bezoek ons op één van onze spreekuurlocaties bij u in de buurt. Voor een overzicht gaat u naar onze website: www.vangilsfootcare.nl



SEMH
erkend leverancier

nvos
orthobanda
vrijheid in beweging

 VOLG ONS OP
facebook

 VOLG ONS OP
Instagram

Contactgegevens

Regio Leiderdorp
Tel. 071 – 301 63 51
Regio Oisterwijk
Tel. 013 – 513 05 99

Of stuur ons een e-mail:
info@vangilsfootcare.nl